

Rotlichtstrahler - Profi-Therm 3

3 IR-Infrarotbirnen à 150 Watt = 450 Watt
 einzeln schaltbar, mit elektr. Zeitschaltuhr (0-99 min), mit Schutzgitter
 Strahlerkopfmasse: L = 680, B = 470, H = 380 mm


Art.-Nr.	Modell	CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt.
3.R101.00	Profi-Therm 3 mit fahrh. U-Stativ + Ausleger	1.990,00	2.149,20
3.R102.00	Profi-Therm 3 mit Wandarm 170 cm, Traglast 12,5 kg und Wandlager	2.190,00	2.365,20
3.R103.00	Profi-Therm 3 mit Deckenarm 170 cm, Traglast 12,5 kg und Deckenflansch Bitte Deckenhöhe angeben!*	2.750,00	2.970,00

Rotlichtstrahler - Profi-Therm 3 plus

Wie Profi-Therm 3, jedoch mit integriertem Dimmer und Handsteuerteil mit Patientenruf

Art.-Nr.	Modell	CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt.
3.R106.00	Profi-Therm 3 plus mit fahrh. U-Stativ + Ausleger	2.430,00	2.624,40
3.R107.00	Profi-Therm 3 plus mit Wandarm 170 cm, Traglast 12,5 kg und Wandlager	2.630,00	2.840,40
3.R108.00	Profi-Therm 3 plus mit Deckenarm 170 cm, Traglast 12,5 kg und Deckenflansch Bitte Deckenhöhe angeben!*	3.130,00	3.380,40

* Aufpreis bei Deckenhöhe über 300 cm - wir erstellen Ihnen ein Angebot!



Ersatzlampe für Profi-Therm 3 / 3 plus

Art.-Nr. 3.RL301

Ersatzlampe 150 W

CHF o. MwSt. 30,00

CHF inkl. 8% MwSt. 32,40



Einfache Einstellung der Bestrahlungszeit von 0-99 min. Grosse deutliche Zeitanzeige. Jede Lampe einzeln über Wippschalter ein- und ausschaltbar.



Leichter und schneller Lampenwechsel durch ausklankbares Berührungsschutzgitter. Unkomplizierter, leichter Zugriff zu den Feinsicherungen. Netzschalter trennt die Zeitschaltuhr bei Bedarf vom Netz.



Der im Gehäuse integrierte Dimmer wird über die Fernbedienung (Niederspannung) geregelt und kann dem Patienten bedenkenlos in die Hand gegeben werden. Zusätzliche Sicherheit bietet der eingebaute Patientenruf. Bei Betätigung der Patientenruftaste wird der Profi-Therm plus ausgeschaltet, die Bestrahlungszeit gestoppt und ein akustisches und optisches Signal ausgelöst.

Original SOLLUX Kombi mit Rollenstativ

Vollwertiges Infrarot Bestrahlungsgerät für Ganzkörperbestrahlungen in der Praxis oder für Hausbesuche - Einfache Handhabung - auch für den privaten Anwender

Der **SOLLUX KOMBI** besitzt einen speziell geformten computerberechneten Reflektor, der die neue Kurzabstandstechnik für Ganzkörperbestrahlung aus etwa 50 cm Bestrahlungsabstand ermöglicht.

Technische Daten:

- Medizinprodukt
- 230 V / 50 Hz / 500 Watt
- Halogenbrenner
- elektrische Bestrahlungszeituhr, 30 min
- Stativ ausziehbar v. 105 bis auf 195 cm Höhe, zusammenklappbar, mit vier Fahrrollen
- Strahlerkopf: L x B x H = 25 x 17 x 7cm, um 360° drehbar
- Gewicht mit Strahler: ca. 5 kg.
- Sehr hohe Farbtemperatur von gut 3000 k (Kelvin)
- Wellenlängenbereich von 700 bis 1700nm


SOLLUX KOMBI mit Rollenstativ

(Stativ patentrechtlich geschützt)

Art.-Nr.	Modell	CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt.
3.OP 105.00		1.200,00	1.296,00

Ersatzbirne für SOLLUX KOMBI (ab Baujahr 2002)

Art.-Nr.	Modell	CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt.
3.OP 400		150,00	162,00



Der SOLLUX KOMBI kann zum Transport bequem zusammengelegt werden.

Änderungen vorbehalten.



SpitznerTHERM Warmpack

Die Fango-Alternative: sauber & einfach!

- **Inhalt:** Paraffin und Silikat bilden ein feines, trockenes Pulver, das bei jeder Temperatur leicht formbar bleibt - der Wärmeträger kann problemlos an die zu therapierende Fläche angepasst werden. Das Gemisch wurde in den USA für die Raumfahrt entwickelt.
- **Umhüllung:** Besonders dichtes und widerstandsfähiges Nylongewebe, hautfreundlich, pflegeleicht und feuchtigkeitsabweisend, mit Desinfektionsmittel auf Wasserbasis zu reinigen.
- **Erwärmung:** Einfache Erwärmung im Wärmeschrank
- **Wärmeabgabe:** Die gespeicherte Wärme wird über mind. eine Stunde (abhängig von der Umgebungstemperatur) auf gleichbleibend hohem Temperaturniveau (52° C) abgegeben.
- **Erstattungsfähig:** SpitznerTHERM wird von den Krankenkassen identisch wie Fango-Paraffin eingestuft und erstattet! Der Warmpack entspricht allen Anforderungen an ein Heilmittel für die Wärmebehandlung.
- **Wirtschaftlich:** Spart Energie und Zeit in der Anwendung. Es wird kein teures Fango-Rührwerk benötigt.
- **Leichtgewicht:** Ein Warmpack hat nur 50% des Gewichtes einer Fangopackung der selben Grösse!
- **Grössen:** 50 x 30 cm oder 50 x 70 cm
- **Einige Anwendungsbereiche des Warmpacks:** Subakute und chronische rheumatische Zustände - postakute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat - bei funktionellen Durchblutungsstörungen - etc.
- **Gesundheit & Umwelt:** Gesundheitlich unbedenklich und umweltneutral; bei einer Beschädigung des Packs kann das Pulver einfach aufgesaugt und das defekte Produkt über den Hausmüll entsorgt werden.
- **Garantie:** 2 Jahre Herstellergarantie auf die physikalische Funktion (Wärmespeicherkapazität)

Art.-Nr.	Lieferumfang	Grösse	Gewicht	CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt.
2.0022.00	Box mit zwei Wärmeträgern	50 x 30 cm	1,0 kg	499,00	538,92
2.0022.20	Box mit einem Wärmeträger	50 x 70 cm	2,4 kg	499,00	538,92

Aufwärmeschränke für SpitznerTHERM Warmpackungen

- Der Aussenmantel: Mustergewalzter Edelstahl (V2a); zwischen Aussen- und Innengehäuse Wärmedämmung durch Vollisolierung, mit Standfüssen; 2 m Zuleitung mit Schuko-Stecker
- Bei der Verwendung von SpitznerTHERM Warmpacks ermöglichen die Alu-Lochbleche eine optimale Erwärmung
- Temperaturregelung: thermostatisch gesteuerte Wärmeregulierung bis 80° C; Ventilator in Dauerlüftung für gleichmässige Wärmeluftregulierung
- Bedienung: Frontbedienungsplatte mit Ein / Aus - Kontroll-Leuchte und elektronischem Thermostat; die Bleche sind leicht einzuführen bzw. herauszunehmen, eine reibungslose und schnelle Erwärmung ist garantiert

Technische Daten:

Heizleistung 2300 W; Netzanschluss 230 V/16 A; Heizleistung: 25° - 80°

Art.-Nr.	Ausstattung	Aussenmass	CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt.
2.1120.00	inkl. 6 Lochbleche	65 x 71 x 43 cm	3.590,00	3.877,20
2.1120.10	inkl. 6 Lochbleche	89 x 71 x 43 cm	3.890,00	4.201,20
2.1120.20	inkl. 12 Lochbleche	89 x 71 x 82 cm	4.490,00	4.849,20

Untergestell mit Ablageboden (ohne Abb.)

fahrbar; für Art.-Nr. 2.1120.10 + 2.1120.20

Art.-Nr.	Masse	CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt.
2.1120.12	L x B x H = 90 x 71 x 57 cm	590,00	637,20



Wärmeträger-Bereiter WB 4-30

aus Edelstahl, mit Einlegerost, Fassungsvermögen 5 Wärmeträger Grösse I

Temperaturbereich: 30 - 85°C
 Heizleistung: 900 W
 Temperaturregelung: thermostatisch
 Masse aussen: 570 x 400 x 370 mm (L x B x H) / Masse innen: 500 x 300 x 200 mm (L x B x H), konisch
 Gehäuse: aus Strukturedelstahl, Innenbehälter tiefgezogen
 Ausstattung: Ablasshahn

Art.-Nr.	Inhalt	CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt.
2.1117.14	30 Liter	1.190,00	1.285,20

Rolltisch für Wärmeträger-Bereiter WB 4-30

mit Ablageboden aus Edelstahl und 4 grossen Rollen, davon 2 feststellbar

Art.-Nr.	L x B x H	CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt.
2.1117.13	560 x 360 x 57 mm	570,00	615,60

Wärmeträger-Bereiter WB 6-50 elektronik

aus Edelstahl, Einlegerost mit 3 Registerbügeln, Fassungsvermögen 8 Wärmeträger Grösse I

Temperaturbereich: 30 - 85°C
 Heizleistung: 1500 W
 Temperaturregelung: elektronisch mit digitaler Anzeige
 Masse aussen: 675 x 470 x 375 mm (L x B x H) - Masse innen: 600 x 400 x 195 mm (L x B x H),
 Gehäuse: aus Strukturedelstahl, Innenbehälter tiefgezogen, isolierter Innendeckel mit Gasdruckfeder
 Ausstattung: Ablasshahn; Deckel mit Frontgriff und 2 Scharnieren

Art.-Nr.	Inhalt	CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt.
2.1117.20	48 Liter	1.990,00	2.149,20

Rolltisch für Wärmeträger-Bereiter WB 6-50

mit Ablageboden aus Edelstahl und 4 grossen Rollen, davon 2 feststellbar

Art.-Nr.	L x B x H	CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt.
2.1117.52	674 x 472 x 510 mm (inkl. Rollen)	650,00	702,00




Abb.: 2.1120.10 für 6 Packungen 50 x 70 cm

Abb.: 2.1120.20 für 6 Packungen 30 x 50 cm

Abb.: 2.1120.20 für 12 Packungen 50 x 70 cm



Einweg-Naturmoor-Packung ASCEND

Anwendungsbereiche:

Bereiche der Wärmetherapie

- rheumatische Erkrankungen • degenerative Gelenkerkrankungen • Magen-, Leber-, Nieren- und Gallenleiden • Adnexitiden • Folgezustände von Prellungen • Luxationen

Bereiche der Kältetherapie

- Verletzungen des Band- und Gelenkapparates • Muskelkontusionen • Muskelquetschungen • Distorsionen • frische traumatische Haematome • Arthrosis deformans • Cervical-Syndrom, Schleudertrauma • lokale Entzündungsherde

• Therapeutische Wirksamkeit

Die Einweg-Naturmoor-Packung ASCEND ist ein auf ein durchlässiges Vlies aufgebrachtes Moor in naturfeuchter Konsistenz.

Eine speziell entwickelte Membran ermöglicht die Wirkstoffabgabe an den Körper und macht die Naturmoor-Packung ASCEND zu einem hochwirksamen therapeutischen Instrument bei der Kalt- und Warmbehandlung.

Gewicht: ca. 540 g; **Verpackung:** je 10 Stück in einem Folienbeutel, je 5 Beutel in einem Karton;

Mindestabnahmemenge: 50 Stück

Art.-Nr.	Grösse		CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt
2.0011.00	27 x 35 cm	bis 600 Stück, je Stück	1,40	1,51
		ab 600 Stück, je Stück	1,25	1,35
		über 1.000 Stück	bitte gesondert anfragen	



Wärmeträger mit Naturmoor gefüllt

Das Naturmoor dient als Wärmespeicher - in dicker Spezialfolie eingeschweisst - nur für Wasserbäder geeignet!

Grösse 0: ca. 15 x 30 cm

Art.-Nr.	Gewicht		CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt
2.0011.75	ca. 800 g		23,00	24,84

Grösse I: ca. 30 x 35 cm (passend zu einer Einweg-Naturmoor-Packung)

Art.-Nr.	Gewicht		CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt
2.0011.80	ca. 2100 g		25,00	27,00

Grösse II: ca. 35 x 52 cm (Bei dieser Grösse werden zwei Einweg-Naturmoor-Packungen benötigt!)

Art.-Nr.	Gewicht		CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt
2.0011.85	ca. 4200 g		35,00	37,80



Moor-Einmalpackungen «Bad Pyrmont»

- Das Naturmoor ist gleichmässig zwischen durchlässigem Vlies (Patientenseite) und durchlässiger Folie (Wärmeträgerseite) verteilt.
- Die Wärme des aufgelegten Wärmeträgers bewirkt eine starke Hyperämisierung mit entsprechender Durchblutungssteigerung in den zugeordneten tieferliegenden Organen. Dies führt reflektorisch zur Muskelentspannung, Sedierung sowie Schmerzlinderung.
- Inhaltsstoffe aus dem Moor haben eine antiseptische, adstringierende und gerbende sowie bakterio-statische und fungistatische Wirkung auf die Haut.

Indikationen für die heisse Anwendung:

- subakute und chronische Entzündungen des rheumatischen Formenkreises
- postakute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat
- funktionelle Durchblutungsstörungen

Indikationen für die kalte Anwendung:

- akute Entzündungen des rheumatischen Formenkreises
- akute Zustände nach Traumen am Bewegungsapparat

Moor-Einmalpackungen «Bad Pyrmont»

60 Stück im Karton, **Mindestabnahmemenge:** 4 Kartons = 240 Stück

Art.-Nr.	Grösse	Gewicht		CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt
2.0030.00	ca. 30 x 40 cm	350 g je Packung	Stück	0,92	0,99



6

Wärmeträger mit Moorfüllung

Idealer Wärmespeicher: Wärmeträger mit Naturmoorfüllung. Der im Wasserbad erwärmte Wärmeträger wird auf die zu behandelnde Stelle des Körpers aufgelegt und der Patient mit Folien und Decken gut eingepackt. Besonders gute Wirkung wird in der Kombination mit Moor-Einmalpackungen erzielt. Um die Behandlungsfläche zu vergrössern, können mehrere Wärmeträger nebeneinander gelegt werden. Die Behandlungsdauer beträgt zwischen 25 und 50 Minuten.

- zur Erwärmung im Wasserbad auf ca. 50 - 60°C
- äusserste Hitzebeständigkeit der Aussenfolie: 80°C
- problemlose Reinigung mit milden Reinigungsmitteln • 6 Monate Garantie

Art.-Nr.	Grösse	Gewicht		CHF o. MwSt.	CHF inkl. 8% MwSt
2.0030.50	ca. 28 x 33 cm	2.000 g	Stück	19,90	21,49



Änderungen vorbehalten.