

Zimmer
MedizinSysteme

FREI
SWISS



Zimmer

Soleoline

SOLEO LINE

SOLEO LINE

Ultraschall-, Elektro- und Kombinationstherapie

Soleo Sono, Soleo Galva und Soleo SonoStim

Die drei Therapiegeräte der SoleoLine bieten innovative Technologien, kraftvolle Leistung und überlegenen Bedienkomfort bei kleinsten Abmessungen. Mit einem Gewicht von gerade einmal 2 kg sind sie ideal für den mobilen Einsatz. In Ihrer Praxis, bei Hausbesuchen, bei Sportveranstaltungen – überall dort, wo Ihre Patienten sind.

Höchster Anwendungskomfort

- Großes, farbiges Display mit One-Touch-Bedienung
- Einfache Programmauswahl nach Therapieziel
- Mit intuitiver Menüführung leicht zu bedienen



Knowhow für jede Indikation

Übersichtlich dargestellte Behandlungsempfehlungen sind jederzeit über das Indikationsmenü abrufbar.

Zugeschnitten auf Ihre Praxis

- Individuelle Programmstarteinstellungen sparen wertvolle Therapiezeit
- Voreingestellte Programme können geändert und patientenbezogen gespeichert werden
- Ihre benutzerdefinierten Einstellungen sind auf der SD-Speicherkarte gesichert

Das ganzheitliche Design der neuen Generation *Soleoline* verbindet Ästhetik mit Funktionalität, Ergonomie und Langlebigkeit.

Einfach schön.

Mit dem schlanken Gehäuse und dem kapazitiven Touch-Display auf einer ästhetischen Glasplatte sind *Soleo Sono*, *Soleo Galva* und *Soleo SonoStim* ein echter Blickfang in Ihrer Praxis.

Schön einfach.

Die Benutzeroberfläche der neuen Generation *Soleoline* präsentiert sich übersichtlich und selbsterklärend in neuem Design. Das macht Spaß. Bei jeder Anwendung.

Intelligentes Design
setzt Maßstäbe



SOLEO SONO

Soleo Sono verbindet die klassischen Möglichkeiten moderner Ultraschalltherapie mit dem neuen SonoSwing-Verfahren.

Wirkt, wo der Schmerz sitzt

Der ergonomische Mehrfrequenzschallkopf gibt zwei Frequenzen ab: 0,8 MHz (Tiefenwirkung) und 2,4 MHz (Oberflächenwirkung).

Einzigartig

Mit dem patentierten SonoSwing-Verfahren regeln Sie den prozentualen Anteil der beiden Frequenzen. Durch das einstellbare Mischverhältnis beider Frequenzen wählen Sie die Tiefe der optimalen Wärmeerzeugung.

Spart Zeit, gibt Sicherheit

- Indikationsbezogene Therapieauswahl
- Über 50 Indikationen mit Behandlungsempfehlungen
- 120 Speicherplätze für Favoriten und individuelle Programme

Die neue Dimension der Ultraschalltherapie

Für das gesamte Spektrum moderner Elektrotherapie

Mit einer großen Bandbreite von Reizstrom- und Sonderstromformen sowie zusätzlichen speziellen Sport- und Muskelrehabilitationsprogrammen bietet Soleo Galva ein umfassendes Therapieangebot.

Zwei Kanäle

Verschiedene Varianten im 2-Kanal-Modus erweitern Ihr Therapiespektrum.

Twinstim: 1 Programm / 2 Kanäle

Duostim: 2 Programme / 2 Kanäle

Therapie im Sportbereich

Spezielle Sonderstromformen und Programme erweitern Ihre Therapiemöglichkeiten im Sportbereich.

VacoS – Elektrotherapie mit Saugmassage

VacoS bietet Ihnen eine komfortable Applikation der Elektroden. Ihre Patienten genießen während der Strombehandlung die wohltuenden Effekte einer Saugmassage.



SOLEO SONOSTIM

SOLEO SONOSTIM

Schall und Strom kombiniert

Soleo *SonoStim* bietet das gesamte Leistungsspektrum von Soleo *Sono* und Soleo *Galva* und zudem die Möglichkeit der Kombinationstherapie von Ultraschall und Reizstrom. Mit innovativer Technik und mehr als 300 Indikationen eröffnet das mobile Hightech-Gerät eine enorme Anwendungsvielfalt.



Simultantherapie

Durch die gleichzeitige Abgabe von Ultraschall und Reizstrom ergänzen sich die therapeutischen Effekte beider Energieformen.

Hocheffizient bei der Behandlung von Funktionsstörungen und therapieresistenten Krankheitsbildern.

Hocheffizient in der Anwendung

Technische Daten

Ultraschalltherapie

Ultraschallköpfe
Frequenzen
Maximale Leistungsabgabe
Indikationsmenü

Sono

Mehrfrequenz-Kopf mit 2 Frequenzen
0,8 MHz und 2,4 MHz
3 W / cm²
über 50 Behandlungsempfehlungen

Elektrotherapie

Anzahl Kanäle
Indikationsmenü

Galva

zwei, komplett unabhängig (Intensität und Parameter)
über 120 Behandlungsempfehlungen

Kombitherapie

Indikationsmenü

SonoStim = Sono + Galva

Technische Daten analog den Versionen Sono und Galva
über 300 Behandlungsempfehlungen

SoleoLine allgemein

Favoritenspeicher
Abmessungen / Gewicht

120 Einträge in der Favoritenliste
326 mm x 134 mm x 243 mm / 2,1 kg

Vakuumeinheit

Anwendungsmöglichkeiten
Steuerung
Abmessungen / Gewicht

VacoS einsetzbar mit den Versionen Galva und SonoStim

kontinuierlich / gepulst
über den Touch-Bildschirm
322 mm x 234 mm x 130 mm / 3 kg



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. 07 31. 97 61-0
Fax 07 31. 97 61-118
info@zimmer.de
www.zimmer.de

