


# FACTUM novus II

## KNIEBEUGER / KNIESTRECKER



Abb. zeigt Kniebeuger / Kniestrecker mit Option Oberschenkelfixierung



## CLEVERER KOMBINIERER

Der Kniebeuger /-strecker leistet Feinarbeit. Das konzentrische Widerstandssystem erlaubt feinste Gewichtsabstufungen. Bei bestimmten Indikationen kann mittels des Fußablage-Pendels in der geschlossenen Kette trainiert werden. Und die Handkurbel zur Längeneinstellung des Trainingsarmes ist extrem bequem und ohne Kraftaufwand bedienbar.




## AUSSTATTUNG

- Kombinationsgerät mit separat einstellbaren hydraulischen Widerständen für beide Bewegungsrichtungen über den Touch Screen
- Einstellung der Sitzlehne über den Touch Screen
- Beim Training mit dem FREI Chip-Ei in Kombination mit der ATP Analyse- und Trainingssoftware (Option) werden die Einstellungen von Widerstand und Sitzlehne automatisch vorgenommen.
- Sicheres Training: Wird die Bewegung an beliebiger Stelle beendet, lastet kein Gewicht mehr auf dem Trainierenden
- Trainingsform: Konzentrisch
- Maximalkraftmessung
- Startposition frei wählbar
- Handkurbeln zur bequemen Längenverstellung des Trainingsarmes und zur Weiteneinstellung der Unterschenkelpolster
- Fußablage-Pendel für Übungen in geschlossener Kette (gesetzl. geschützt)
- Anpassung an die individuelle Drehmomentkurve
- Bewegungslimitierung zur Bestimmung des Bewegungsradius
- Biofeedback für optimales Training
- Inklusive 2 Chip-Eier
- Netzanschluss 230 V



## OPTIONEN

- Oberschenkelfixierung mit einstellbarer Andruckrolle
- Verschiebbares Lordosekissen
- ATP Analyse- und Trainingssoftware



vordere Oberschenkelmuskulatur

hintere Oberschenkelmuskulatur

## WIDERSTAND

25 – 900 N

Einstellbar in 25 N-Schritten

## MASSE

Höhe: 137 cm

Länge: 127 - 144 cm

Tiefe: 103 cm

Gewicht: 235 kg

## FARBTABELLE

siehe Umschlag

**MEDIZINPRODUKT**

Änderungen vorbehalten - Design geschützt