

# FACTUM novus II LATERALTRAINER





## HARMONISCHER SEITENWECHSEL

Unser Lateraltrainer zeichnet sich z.B. durch die weit auseinander fahrbaren Schulterpolster aus. Sie machen den Ein- / Ausstieg sehr einfach und bequem. Das individuell anpassbare Oberschenkelpolster gibt beim seitlichen Beugen optimalen Halt.




## AUSSTATTUNG

- Kombinationsgerät mit separat einstellbaren hydraulischen Widerständen für beide Bewegungsrichtungen über den Touch Screen
- Einstellung der Sitzhöhe über den Touch Screen
- Beim Training mit dem FREI Chip-Ei in Kombination mit der ATP Analyse- und Trainingssoftware (Option) werden die Einstellungen von Widerstand und Sitzhöhe automatisch vorgenommen.
- Sicheres Training: Wird die Bewegung an beliebiger Stelle beendet, lastet kein Gewicht mehr auf dem Trainierenden
- Trainingsform: Konzentrisch
- Maximalkraftmessung
- Startposition frei wählbar
- Seitliche Armpolster über besonders leichtgängige kugelgelagerte Linearführungen in der Weite verstellbar für breite und schmale Schultern
- Höhenverstellbares Oberschenkelpolster für sicheren Halt
- Anpassung an die individuelle Drehmomentkurve
- Bewegungslimitierung zur Bestimmung des Bewegungsradius
- Biofeedback für optimales Training
- Inklusive 2 Chip-Eier
- Netzanschluss 230 V



## OPTIONEN

- ATP Analyse- und Trainingssoftware



schräge Bauchmuskulatur,  
Lendenmuskel

## WIDERSTAND

25 – 900 N  
Einstellbar in 25 N-Schritten

## MASSE

Höhe: 127 cm  
Länge: 110 cm  
Tiefe: 65 - 72 cm  
Gewicht: 185 kg

## FARBTABELLE

siehe Umschlag

**MEDIZINPRODUKT**

Änderungen vorbehalten - Design geschützt