



Der neue **FREI GUIDE** von FREI medical bietet umfangreiche Testverfahren und innovative Trainingsformen mit verschiedenen Echtzeit-Feedback-Darstellungen und Schwierigkeitsgraden. Die maximale Bedienerfreundlichkeit ermöglicht ein individuelles Training am optimalen Punkt.

- Die Bedienerführung am FREI GUIDE 15,6 Zoll Touchscreen-Display ist einfach und intuitiv
- Integrierte Video-Animationen helfen, vor dem Training die notwendigen Geräteeinstellungen korrekt vorzunehmen
- Trainingsprogramme für die verschiedenen Trainingsstationen können vor Trainingsbeginn nach initialer Anamnese in der FREI GUIDE Software angelegt werden
- Über Myfair-Technologie (Chipkarte, Armband mit RFID-Kennung) identifiziert der neue FREI GUIDE Display den Trainierenden und den Therapeuten und führt durch das voreingestellte Trainingsprogramm
- Während des Trainings können Therapeuten und Trainer alle Trainingsparameter anpassen

INDIVIDUELLE TRAININGSSTEUERUNG AUF DEN PUNKT GENAU.

FREI | GUIDE

**EINE NEUE DIMENSION
DER TRAININGSSTEUERUNG
& EVALUATION**



SOFTWARELÖSUNGEN

SOFTWARE ZUR PLANUNG, STEUERUNG UND DOKUMENTATION

Die FREI GUIDE Software, die über ein Wlan und/oder LAN Netzwerk mit den Geräten verbunden ist, speichert alle anamnestischen Daten über den Patienten. Test- und Trainingsprogramme können für die verschiedenen Trainingsstationen angelegt, verändert und automatisch über RFID gespeichert werden. Nach dem Training sind alle Ergebnisse verfügbar und in der Software zum Patienten/Kunden abspeicherbar. Der Trainingsverlauf kann so jederzeit dokumentiert und Trainings-/Therapieerfolge dargestellt werden. Zusätzlich können Cardio-Trainingsinhalte sowie ergänzende, freie Trainingsübungen zum individuellen Trainingsprogramm hinzugefügt werden.